


**MN 306** | Silicone Tubes  
Silikon Hortum Çeşitleri

**MN 307** | PVC Tubes  
PVC Hortum Çeşitleri



Sizes are real in the picture / Resimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 01 For PVC: MN 307 - 01	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm)	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm)		
	<b>1 x 2</b>	<b>0,5</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 02 For PVC: MN 307 - 02</b>	<b>1 x 3</b>	<b>1,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 03 For PVC: MN 307 - 03</b>	<b>1,5 x 3</b>	<b>0,75</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 04 For PVC: MN 307 - 04</b>	<b>2 x 4</b>	<b>1,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 05 For PVC: MN 307 - 05</b>	<b>3 x 4</b>	<b>0,5</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 06 For PVC: MN 307 - 06</b>	<b>4 x 6</b>	<b>1,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 07 For PVC: MN 307 - 07</b>	<b>4 x 7</b>	<b>1,5</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 08 For PVC: MN 307 - 08</b>	<b>5 x 7</b>	<b>1,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 09 For PVC: MN 307 - 09</b>	<b>5 x 8</b>	<b>1,5</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 10 For PVC: MN 307 - 10</b>	<b>5 x 9</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 11 For PVC: MN 307 - 11</b>	<b>6 x 10</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 12 For PVC: MN 307 - 12</b>	<b>6 x 12</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 13 For PVC: MN 307 - 13</b>	<b>7 x 10</b>	<b>1,5</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 14 For PVC: MN 307 - 14</b>	<b>7 x 11</b>	<b>2,0</b>		

**MN 306** | Silicone Tubes  
Silikon Hortum Çeşitleri

**MN 307** | PVC Tubes  
PVC Hortum Çeşitleri

Sizes are real in the picture / Resimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 15 For PVC: MN 307 - 15	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm)	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm)		
	<b>8 x 12</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 16 For PVC: MN 307 - 16</b>	<b>8 x 14</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 17 For PVC: MN 307 - 17</b>	<b>9 x 13</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 18 For PVC: MN 307 - 18</b>	<b>10 x 14</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 19 For PVC: MN 307 - 19</b>	<b>10 x 16</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 20 For PVC: MN 307 - 20</b>	<b>12 x 18</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 21 For PVC: MN 307 - 21</b>	<b>12 x 20</b>	<b>4,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 22 For PVC: MN 307 - 22</b>	<b>15 x 21</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 23 For PVC: MN 307 - 23</b>	<b>18 x 24</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 24 For PVC: MN 307 - 24</b>	<b>20 x 24</b>	<b>2,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 25 For PVC: MN 307 - 25</b>	<b>20 x 26</b>	<b>3,0</b>		
<b>For Silicone: MN 306 - 26 For PVC: MN 307 - 26</b>	<b>25 x 33</b>	<b>4,0</b>		