

Heated Wire Circuits


A heated humidifier is used to humidify the gas delivered to a patient during positive-pressure ventilation. During humidification, gas passes over a water reservoir, where it is heated and saturated with water vapor. As the humidified gas passes through the breathing circuit, it cools and condenses; to compensate for this, the gas in the humidifier is heated above 37 °C.

The heated-wire breathing circuit is designed and labeled for use with the heated-wire humidifier. Heated wire circuit performance meets specifications during expected peak inspiratory flowrates and minute ventilation delivery.

Heated wire circuits will be used for patients who exhibit contraindications for HME use.



MN 154 | Single Heated Wire Circuit for GALILEO & RAPHAEL GALILEO & RAPHAEL Uyumlu Tek Isıtıcı Devre



Tube Length: 1,50 m., 45 cm extra limb, One water trap, Flow Sensor and Line 1,8 m
Hortum 1,5 m.,45 cm ara uzatma, tek su tutucu, 1,8 m Flow Sensör Line


Adult | Yetişkin

MN 154-01 1.50 m
MN 154-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 154-03 1.50 m
MN 154-04 1.80 m

MN 155 | Single Heated Wire Circuit for / AVEA / EVITA / SERVO / 840 / T-BIRD / VELA AVEA / EVITA / SERVO / 840 / T-BIRD / VELA Uyumlu Tek Isıtıcı Devre



Tube Length: 1,50 m., 45 cm extra limb, One water trap
Hortum 1,5 m.,45 cm ara uzatma, tek su tutucu


Adult | Yetişkin

MN 155-01 1.50 m
MN 155-02 1.80 m


Pediatric | Pediatrik

MN 155-03 1.50 m
MN 155-04 1.80 m

MN 156 | Single Heated Wire Circuit Tek Isıtıcı Devre



Tube Length: 1,50 m., 50 cm extra limb
Hortum 1,5 m.,45 cm ara uzatma





Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

MN 157 Single Heated Wire Circuit with one water trap

Tek Su Tutuculu, Tek Hatlı Isıtıcı Devre



Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

**Tube Length: 1,50 m. heated inspiratory limb, 1,76 m expiratory limb with water trap
50 cm extra limb, 2 pcs. 2 m pressure line**

Isıtıcıli inspiratör hattı 1,5 m., Su tutuculu ısıtıcıli ekspiratör hattı 1,76 m,
50 cm ara uzatma, 2 adet 2 m basınç hattı

Adult | Yetişkin



MN 157-01 1.50 m
MN 157-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 157-03 1.50 m
MN 157-04 1.80 m

MN 158 Single Heated Wire Circuit with exhalation valve

Ekshalasyon Valfli, Tek Hatlı Isıtıcı Devre



Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

**Tube Length: 1,50 m. heated inspiratory limb,
50 cm extra limb, exhalation valve with 2 pcs. 2 m pressure line**

Isıtıcıli inspiratör hattı 1,5 m.,
50 cm ara uzatma, 2 adet 2 m basınç hatlı ekshalasyon valfi

Adult | Yetişkin



MN 158-01 1.50 m
MN 158-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 158-03 1.50 m
MN 158-04 1.80 m

MN 159 Bi-level/CPAP Single Heated Wire Circuit with pressure line

Bi-level/CPAP Basınç Hatlı, Tek Hatlı Isıtıcı Devre



Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

**Tube Length: 1,50 m. heated inspiratory limb,
50 cm extra limb, 30 cm extendible extra limb, 1 pcs. 2,5 m pressure line**

Isıtıcıli inspiratör hattı 1,5 m.,
50 cm ara uzatma, 30 cm uzayabilen ara uzatma, 1 adet 2,5 m basınç hattı


Adult | Yetişkin

MN 159-01 1.50 m
MN 159-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 159-03 1.50 m
MN 159-04 1.80 m

MN 160 | **Dual Heated Wire Circuit for GALILEO & RAPHAEL**
GALILEO & RAPHAEL Uyumlu Çift Isıtcılı Devre



Tube Length: 1,50 m., 45 cm extra limb, Flow Sensor and Line 1,8 m
Hortum 1,5 m, 45 cm ara uzatma, 1,8 m Flow Sensör Line



Adult | Yetişkin

MN 160-01 1.50 m
MN 160-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 160-03 1.50 m
MN 160-04 1.80 m

MN 161 | **Dual Heated Wire Circuit for / AVEA / EVITA / SERVO İ / 840 / T-BIRD / VELA**
AVEA / EVITA / SERVO İ / 840 / T-BIRD / VELA Uyumlu Çift Isıtcılı Devre



Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

Tube Length: 1,50 m. heated inspiratory limb, 1,5 m heated expiratory limb, 50 cm extra limb
Isıtcılı inspiratör hattı 1,5 m., Isıtcılı ekspiratör hattı 1,5 m, 50 cm ara uzatma



Adult | Yetişkin

MN 161-01 1.50 m
MN 161-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 161-03 1.50 m
MN 161-04 1.80 m

MN 162 | **Dual Heated Wire Circuit**
Çift Isıtcılı Devre



Also

- MN 135-02 Humidifier Chamber Autofeed
 - MN 136 Bacterial Filter
- are available upon request

Tube Length: 1,50 m. heated inspiratory limb, 1,5 m heated expiratory limb, 50 cm extra limb, 2 pcs. 2 m pressure line

Isıtcılı inspiratör hattı 1,5 m., Isıtcılı ekspiratör hattı 1,5 m, 50 cm ara uzatma, 2 adet 2 m basınç hattı


Adult | Yetişkin

MN 162-01 1.50 m
MN 162-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 162-03 1.50 m
MN 162-04 1.80 m

MN 163 | **Transport Circuit with Heated Wire**
Isıtcılı Transport Devresi



Tube Length: 1,50 m., 100 cm extra limb
Hortum 1,5 m., 100 cm ara uzatma

Adult | Yetişkin

MN 163-01 1.50 m
MN 163-02 1.80 m

Pediatric | Pediatrik

MN 163-03 1.50 m
MN 163-04 1.80 m