


*All type of circuits (Silicone, Hytrel, Extendible, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) have same properties with MN 100 series.
Please select your required size from MN 100 series and inform us name of tube material.*

*Bütün devreler (Silikon, Hytrel, Uzayabilen, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) MN 100 serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
Lütfen siparişlerinizde MN 100 serisindeki kod numaralarının önüne istemiş olduğunuz hortum modelinin cinsini belirtiniz.*

Anesthesia Circuit with 100 cm. extra limb, Rebreathingbag & Filter

Anestezi Devresi 100 cm. ara uzatmalı ,Balonlu ve Filtreli



Adult | Yetişkin

| | |
|-----------|---------|
| MN 100-16 | 1.00 m. |
| MN 100-17 | 1.20 m. |
| MN 100-18 | 1.50 m. |
| MN 100-19 | 1.80 m. |
| MN 100-20 | 2.10 m. |

Pediatric | Pediatrik

| | |
|-----------|---------|
| MN 101-16 | 1.00 m. |
| MN 101-17 | 1.20 m. |
| MN 101-18 | 1.50 m. |
| MN 101-19 | 1.80 m. |
| MN 101-20 | 2.10 m. |

2 pcs. tubing, Elbow connector with luer lock port, Wye connector with port, 100 cm extra limb and Rebreathingbag and Filter

2 adet hortum, luer lock portlu Elbow Konnektör, portlu Y Konnektör 100 cm ara uzatmalı, balonlu ve bakteri filtreli

MORTON