


MN 306 | Silicone Tubes
Silikon Hortum Çeşitleri

MN 307 | PVC Tubes
PVC Hortum Çeşitleri



Sizes are real in the picture / Çizimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 01 For PVC: MN 307 - 01	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1 x 2	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,5		
For Silicone: MN 306 - 02 For PVC: MN 307 - 02	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1 x 3	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 03 For PVC: MN 307 - 03	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1,5 x 3	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,75		
For Silicone: MN 306 - 04 For PVC: MN 307 - 04	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 2 x 4	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 05 For PVC: MN 307 - 05	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 3 x 4	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,5		
For Silicone: MN 306 - 06 For PVC: MN 307 - 06	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 4 x 6	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 07 For PVC: MN 307 - 07	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 4 x 7	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 08 For PVC: MN 307 - 08	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 7	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 09 For PVC: MN 307 - 09	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 8	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 10 For PVC: MN 307 - 10	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 9	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 11 For PVC: MN 307 - 11	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 6 x 10	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 12 For PVC: MN 307 - 12	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 6 x 12	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 13 For PVC: MN 307 - 13	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 7 x 10	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 14 For PVC: MN 307 - 14	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 7 x 11	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		

MN 306 | Silicone Tubes
 Silikon Hortum Çeşitleri

MN 307 | PVC Tubes
 PVC Hortum Çeşitleri


Sizes are real in the picture / Çizimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 15 For PVC: MN 307 - 15	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 8 x 12	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 16 For PVC: MN 307 - 16	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 8 x 14	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 17 For PVC: MN 307 - 17	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 9 x 13	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 18 For PVC: MN 307 - 18	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 10 x 14	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 19 For PVC: MN 307 - 19	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 10 x 16	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 20 For PVC: MN 307 - 20	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 12 x 18	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 21 For PVC: MN 307 - 21		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 12 x 20	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 4,0	
For Silicone: MN 306 - 22 For PVC: MN 307 - 22		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 15 x 21	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0	
For Silicone: MN 306 - 23 For PVC: MN 307 - 23		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 18 x 24	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0	
For Silicone: MN 306 - 24 For PVC: MN 307 - 24		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 20 x 24	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0	
For Silicone: MN 306 - 25 For PVC: MN 307 - 25		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 20 x 26	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0	
For Silicone: MN 306 - 26 For PVC: MN 307 - 26		ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 25 x 33	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 4,0	