

MN 900 | Video Camera Cover Cartoon Model
Kartonlu Kamera Kılıfı



TECHNICAL PROPERTIES

Cartoon model

Single use.Sterile.

Polyethylene.

Protective cover for video cameras and cables during arthroscopic and endoscopic operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kartonlu model.

Tek kullanımlık ve sterildir.

Polietilen malzemedен üretilmiştir.

Atroskopi ve endoskopi operasyonları sırasında kamera ve kablolarının steril halde kalmalarını sağlayan koruyucu bir kılıftır.