

MN 901 | Video Camera Cover Circle Model
Çemberli Kamera Kılıfı

**TECHNICAL PROPERTIES**

Circle model

Single use.Sterile.

Polyethylene.

Protective cover for video cameras and cables during arthroscopic and endoscopic operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çemberli model.

Tek kullanımlık ve sterildir.

Poliyeten malzemeden üretilmiştir.

Atroskopi ve endoskopi operasyonları sırasında kamera ve kablolarının steril halde kalmalarını sağlayan koruyucu bir kılıftır.